

- lesione orbitale

Accessori

I seguenti accessori non vengono forniti con l'Ago rinforzato per anestesia e devono essere disponibili per la procedura: siringhe per uso medico, soluzioni anestetiche iniettabili, contenitore per lo smaltimento di oggetti taglienti e guanti.

Istruzioni per l'uso

- Riempire una siringa per uso medico di soluzione anestetica.
- Rimuovere l'Ago rinforzato per anestesia dalla confezione.
- Collegare il raccordo dell'ago alla siringa riempita e gettare il cappuccio protettivo trasparente dell'ago.

4. Inserire delicatamente l'ago per via transnasale nel tessuto, in corrispondenza della sede desiderata.

- L'ago può essere risagomato fino a una curvatura di 25 gradi per accedere alle varie conformazioni anatomiche.
- Per evitare traumi tissutali non necessari, non inserire l'ago nel tessuto oltre lo stop distale, che si trova a 1,5–2 mm dalla punta distale dell'ago.

- Somministrare la soluzione anestetica nella sede desiderata.
 - Lo stesso ago può essere utilizzato più volte per lo stesso paziente; ripetere le iniezioni in altri punti della sede della procedura secondo necessità.
- Rimuovere l'Ago rinforzato per anestesia
- Smaltire l'ago usato conformemente alle normative e procedure federali, statali o locali sullo smaltimento di oggetti taglienti e/o rifiuti biomedici. I rifiuti biomedici devono essere considerati infettivi e richiedono procedure di gestione/trattamento speciali

Segnalazione di incidenti

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato a Entellus Medical, telefonando al Servizio clienti al numero (866) 620-7615. Se la telefonata viene effettuata al di fuori degli Stati Uniti, far precedere il numero dal prefisso per le chiamate internazionali in uso nel proprio Paese e dal prefisso nazionale degli Stati Uniti (+1). Gli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, informare l'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente.

Garanzia limitata

Fare riferimento ai *Termini e condizioni standard* di Entellus Medical, Inc.

PL

GBRUKISAAINWIJING
Verstevigde anesthesienaald

Lees alle instructies vóór gebruik

Let op: volgens de federale wetgeving in de VS mag dit hulpmiddel uitsluitend door of in opdracht van een arts worden aangeschaft.

Steriliteit: sterieel geleverd, gesteriliseerd met gammastraling

Enemalig gebruik: wegwerpbaar, uitsluitend voor eenmalig gebruik bij één patiënt, niet opnieuw steriliseren en/of opnieuw gebruiken

Bewaren: bewaren op een koele, droge plaats.

Definities van symbolen: raadpleeg tabel 1.

Gebruiksindicatie

Voor het injecteren van plaatselijke anesthetica bij een patiënt om de patiënt plaatselijk te verdoven.

Beschrijving van het hulpmiddel

De verstevigde anesthesienaald is een wegwerpbaar medisch hulpmiddel van 8,9 cm waarmee de gebruiker verstevigde oplossingen transnasaal kan toedienen. De verstevigde anesthesienaald is een naald van 27 gauge met een verstevigende huls die de naald ondersteunt om het buigen van de naald tijdens de toediening van verstevigde oplossingen te verminderen. Het distale uiteinde van de naald is licht gebogen om de toegang tot de anotomie van de neus te vergemakkelijken. De Quincke-punt steekt ongeveer 2 mm over de rand van de verstevigende huls uit, waardoor een distale stop ontstaat. De naalhouder heeft een standaard Luer-lock-verbinding. De naald kan over de hele lengte worden gebogen. Raadpleeg afbeelding 1.

Inhoud

De verstevigde anesthesienaald bestaat uit:

- 1 naald
- 1 beschermende naaldhuls

Contra-indicaties

Geen bekend.

Beoogde gebruikers

Getrainde KNO-artsen.

Waarschuwingen

- Inspecteer alle steriele barrières direct vóór gebruik visueel om te bepalen of de integriteit van deze steriele barrières is aangetast. Gebruik geen hulpmiddelen waarvan de verpakking is geopend of beschadigd, omdat de steriliteit en de functionaliteit van het hulpmiddel kunnen zijn aangetast.
- Uitsluitend voor eenmalig gebruik. U dient het hulpmiddel niet opnieuw te steriliseren of opnieuw te gebruiken, omdat dit kan leiden tot een verslechterde werking van het hulpmiddel en een risico inhoudt op onvolgende sterilisatie en kruisbesmetting.
- Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de farmacuetische literatuur voordat u verstevigde oplossingen gaat toedienen; dien deze toe volgens de landelijke en lokale voorschriften.
- Plaats de naald niet te diep bij het injecteren van anesthetica, omdat dit het risico dat verstevigde oplossingen rechtstreeks in de bloedsroom terechtkomen kan vergroten.
- Als de punt van de naald verbuigt tijdens de procedure, verwijvdert u de naald en gebruikt u een nieuw hulpmiddel.
- Als het werkkanaal tijdens het injecteren van anesthetica verstoppt raakt, verwijdert u de naald en gebruikt u een nieuw hulpmiddel.
- Veer de naald veilig af na gebruik bij één patiënt conform de landelijke en/of plaatselijke voorschriften en procedures voor het afvoeren van scherp en/of biomedisch afval om infecties te voorkomen. Biomedisch afval dient als infectieus te worden beschouwd en moet op een speciale wijze worden gehanteerd/behandeld.

Voorzorgsmaatregelen

- Zorg voor de juiste omstandigheden tijdens het voorbereiden van de naald en gedurende de procedure.
- Hanteer alle gebruikte naalden volgens de actuele procedures voor de naald overdraa bare pathogenen, zoals standaardvoorzorgsmaatregelen.
- Probeer nooit om een naald opnieuw in de beschermende naaldhuls te steken
- Buig een naald niet meer dan 25 graden, omdat dit schade aan de naald kan veroorzaken.
- De toediening van verstevigde oplossingen kan leiden tot een verhoogde hartslag; zorg ervoor dat de patiënt op een geschikte wijze wordt bewaakt.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

- Complicaties door verdoevde oplossingen
- Infectie
- Weefselontsteking,-irritatie,-zwellingen, of-trauma
- Bloedingen
- Injectiea nalverwondingen
- Orbitaletsel

Benodigheden

De volgende benodigheden worden niet meegeleverd bij de verstevigde anesthesienaald en moeten beschikbaar zijn voor de procedure: medische injectiespuiten, injecteerbare verstevigde oplossingen, een bak voor scherp afval en handschoenen.

Gebruiksaanwijzing

- Vul een medische injectiespuit met de verstevigde oplossing.
- Neem de verstevigde anesthesienaald uit de verpakking.
- Sluit de naalhouder aan op de gevulde injectiespuit en gooi de doorzichtige naaldbeschermer weg.
- StEEK de naald voorzichtig transnasaal in het weefsel op de gewenste plaats.
 - De naald kan maximaal 25 graden worden gebogen om de toegang tot de anatomie te vergemakkelijken
 - Om onnodig weefseltrauma te voorkomen, dient u de naald tot aan de distale stop in het weefsel te plaatsen, 1,5– 2 mm vanaf de distale punt van de naald
- Dien de verstevigde oplossing toe op de gewenste locatie.
 - Defezelle naald kan meerdere malen worden gebruikt bij dezelfde patiënt: herhaal de injectie, indien nodig, op aanvullende locaties in de anatomie
- Verwijder de verstevigde anesthesienaald.
- Voer de gebruikte naald af in overeenstemming met landelijke of lokale voorschriften en procedures voor het afvoeren van scherp en/of biomedisch afval. Biomedisch afval dient als infectieus te worden beschouwd en moet op een speciale wijze worden gehanteerd/behandeld

Melden van incidenten

Alle ernstige incidenten die optreden in verband met het hulpmiddel moeten worden gemeld aan Entellus Medical door te bellen naar de klantenservice via (866) 620-7615. Als u van buiten de Verenigde Staten belt, voert u eerst de exitcode van uw land in en vervolgens de landcode voor de Verenigde Staten (+1). EU-lidstaten moeten ook de bewegide instantie van de lidstaat waarin het incident is opgetreden op de hoogte brengen.

Beperte garantie

Raadpleeg de *Standaardbepalingen en voorwaarden* van Entellus Medical, Inc.

NO

BRUKSANVISNING

Forsterket bedøvelsesnål

Les alle anvisninger før bruk

Forsiktigt: Ifølge amerikansk lovgivning kan denne enheten kun selges av eller på anvisning fra lege.

Steriliteit: Leveres steril, sterilisert med gammastråling

Engangsbruk: Til engangsbruk, kun til bruk på én pasient, må ikke resteriseres og/eller gjenbrukes

Oppbevaring: Oppbevares på et kjølig, tørt sted.

Symboldefinisjoner: Se tabell 1.

Indikasjon for bruk

Brukes til å injisere lokalbedøvelsesmidler hos en pasient før å oppnå regionalbedøvelse.

Beskrivelse av enheten

Den forsterkede bedøvelsesnålen er en 3,5 tommers lang medisinsk enhet til engangsbruk som tillater brukeren å administrere bedøvelsesløsninger transnasalt. Den forsterkede bedøvelsesnålen er en 27 gauge nål med en forsterkede hytse som støtter nålen for å redusere fleksjon av nålen under administrering av bedøvelsesløsninger. En liten bøyning i nålens distale ende er laget for å forbedre tilgangen til nasal anatomi. Quincke-spissen går ca. 2 mm forbi den forsterkede hytsen og danner en distal stopper. Nålefestet har en standard luer-lock-kobling. Formen på nålen kan omformes langs lengden. Se figur 1.

Innhold

Den forsterkede bedøvelsesnålen består av:

- 1 nål
- 1 nålbeskyttelseshyse

Contra-indicaties

Keen bekend.

Beoogde gebruikers

Ingen kjente.

Tiltenkte brukere

Sertifiserte øre-nese-hals (ØNH)-leger.

Advarsler

- Inspisér visuelt alle steriele barrièresystemer rett før bruk før å se om de et tegn til brudd på de steriele barrièresystemenes integritet. Bruk ikke brutte eller skadde pakninger, siden enhetens sterilitet og funksjonalitet kan svekkes.
- Kun til engangsbruk. Må ikke resteriseres eller gjenbrukes, siden det kan føre til redusert ytelse av enheten og risiko for feilaktig sterilisering og krysskontaminasjon.
- Les alle advarsler og forholdsregler i farmasøytisk literatur før administrering av bedøvelsesløsninger; administrer i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser.
- Nålen skal ikke føres for langt inn under injisering av bedøvelsesmiddel – dette kan øke risikoen for å tilføre bedøvelsesløsninger direkte i blodmåløpet.
- Hvis nålspressen bøyes under prosedyren, skal nålen tas ut og erstattes med en ny enhet.
- Av arbeidskanalen er okkludert under injisering av bedøvelsesmiddel, skal nålen fjernes og erstattes med en ny enhet.
- For å unngå infeksjon skal nålen kasseres etter engangsbruk og i henhold til nasjonale og/eller lokale bestemmelser og metoder for kassering av skarpe gjenstander og/eller biomedisinsk avfall. Biomedisinsk avfall skal betraktes som smittsomt og krever spesiell håndtering/behandling.

Forholdsregler

- Oppretthold aseptiske forhold under klarjføring av nålen og gjennom hele prosedyren.
- Håndter alle brukte nåler i henhold til gjeldende prosedyrer for blodårne patogener, for eksempel standard forholdsregler.
- Prøv ikke å sette nålen tilbake i nålbeskyttelseshylse.
- Nålen skal ikke formes forbi en 25-graders bøyningsvinkel, da dette kan forårsake skade på enheten.
- Administrering av bedøvelsesløsninger kan forårsake økt hjertefrekvens – overvåk pasienten hensiktsmessig.

Bivirkinger

Mulige bivirkninger inkluderer blant annet følgende:

- Komplikasjoner fra bedøvelsesløsninger
- Infeksjon
- Vevsbetennelse, -irritasjon, -opphovning eller -trauma
- Blødning

- Nålelisteskade

- Orbitaskade

Forbruksvarer

De følgende forbruksvarene levers ikke sammen med den forsterkede bedøvelsesnålen og skal være tilgjengelig under prosedyren: medisinske sprøyter, injiserbare bedøvelsesløsninger, en avfallsbeholder for skarpe gjenstander, og hansker.

Bruksanvisning

- Fyll en medisinsk sprøyte med bedøvelsesløsning.
- Ta den forsterkede bedøvelsesnålen ut av pakningen.
- Koble nålefestet til den fylte sprøyten og kasser den gjensmiktige nålbeskyttelsen.
- Sett nålen forsiktig inn transnasalt i vevet på ønsket sted.
 - Nålen kan omformes med en opp til 25-graders bøyning før å få tilgang til diverse anatomi
 - Nålen kan omformes med en opp til 25-graders bøyning før å få tilgang til diverse anatomi
 - For å unngå unndvendig vevstraume skal ikke nålen settes lenger inn i vevet enn til den distale stopperen, som er 1,5–2 mm fra nålens distale spiss
- Administrer bedøvelsesløsning til ønsket sted.
 - Den samme nålen kan brukes flere ganger på samme pasient – gjenta injiseringer på flere steder i anatomet ved behov
- Fjern den forsterkede bedøvelsesnålen.
- Kasser den brukte nålen i henhold til nasjonale eller lokale bestemmelser og metoder for kassering av skarpe gjenstander og/eller biomedisinsk avfall. Biomedisinsk avfall skal betraktes som smittsomt og krever spesiell håndtering/behandling

Rapportering av hendelser

Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten, bør rapporteres til Entellus Medical ved å ringe kundeservice på (866) 620-7615. Ved oppringing fra et land utenfor USA må du først angi landets kode før å ringe ut og den amerikanske landskoden (+1). EU-medlemsstater bør også underrette den kompetente myndighet i medlemsstaten der hendelsen skjedde.

Begrenset garanti

Se *standard vilkår og betingelser* fra Entellus Medical, Inc.

PT

INSTRUKCJA UŻYCIA
Wzmocniona igła do znieczulenia

Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami

Przeostoga: Zgodnie z prawem federalnym (USA), sprzedaż tego urządzenia może odbywać się tylko za pośrednictwem lekarza lub na jego zlecenie.

Jałowość: Wyrob dostarczany w stanie jałowym; wysterylizowany promieniowaniem gamma

Wyrob jednorazowego użycia: Produkt przeznaczony do jednorazowego użycia, wyłącznie do użyciu u jednego pacjenta; nie należy ponownie sterylizować i (lub) ponownie używać

Przechowywanie: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Definicje symboli: Patrz Tabela 1.

Wskazanie do użycia

Wyrob stosowany do wstrzyknięcia pacjentowi środka znieczulającego w celu znieczulenia miejscowego.

Opis wyrobu

Wzmocniona igła do znieczulenia to wyrób medyczny o długości 3,5” przeznaczony do jednorazowego użycia, umożliwiający użytkownikowi przemieszowe podanie środków znieczulających. Wzmocniona igła do znieczulenia to igła o rozmiarze 27 G, wzmocniona rękawem zapewniającym wsparcie dla igły w celu ograniczenia jej ugięcia podczas podawania środków znieczulających. Niewielkie zgięcie na dystalnym końcu igły ma na celu ułatwienie dostępu do jamy nosowej. Końcówka typu Quincke wystaje na około 2 mm ze wzmocniającego rękawa, tworząc dystalny ogranicznik. Nasaćka igły jest wyposazona w standardowe złacze Luer Lock. Można zmienić kształt igły wzdłuż jej długości. Patrz Ryśunek 1.

Elementy składowe

Wzmocniona igła do znieczulenia składa się z:

- 1 igły
- 1 rękawa ochronnego igły

Przeciwwskazania

Brak znanych przeciwwskazań.

Przewidziani użytkownicy

Przszkoleni lekarze laryngolodzy.

Ostrzeżenia

Przed użyciem wyrobu należy sprawdzić wzrokowo wszystkie systemy bariery sterylnej pod kątem widocznych uszkodzeń. Nie używać naruszonych lub uszkodzonych opakowań z uwagi na ryzyko naruszenia jałowości i funkcjonalności wyrobu.

- Wyłącznie do jednorazowego użytku. Nie należy ponownie sterylizować ani ponownie używać, ponieważ mogłoby to spowodować pogorszenie parametrów pracy wyrobu oraz nieść ryzyko niewłaściwej sterylizacji i zanieczyszczenia krzyżowego
- Przed podaniem środków znieczulających należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i środki ostrożności zamieszczone w drukach farmaceutycznych; podawac zgodnie ze stanowymi i lokalnymi regulacjami.
- Podczas wstrzykiwania środka znieczulającego nie należy zbyt głęboko wprowadzać igły – może to zwiększyć ryzyko podania środków znieczulających bezpośrednio do krwioobiegu.
- W przypadku zgięcia końcówki igły podczas zabiegu należy ją wyjąć i wymienić na nową.
- W przypadku niedrożności kanału roboczego podczas wstrzykiwania środka znieczulającego należy wyjąć igłę i wymienić na nową.
- W celu uniknięcia zakażenia igły należy usunąć z zachowaniem bezpieczeństwa po jednorazowym użyciu, zgodnie z federalnymi, stanowymi i (lub) lokalnymi regulacjami oraz procedurami usuwania ostrych odpadów medycznych i (lub) biomedycznych. Odpady biomedyczne powinny być traktowane jako materiał zakaźny i wymagać szczególnego postępowania/zastosowania szczególnych procedur.

Środki ostrożności

Igły należy przygotować oraz zabieg należy przeprowadzać w warunkach aseptycznych.

Ze względu na igłami należy obchodzić się zgodnie z obecnie obowiązującymi procedurami postępowania z patogenami krwioPOCHODnymi, takimi jak standardowe środki ostrożności.

Nie należy podejmować prób ponownego włożenia igły do rękawa ochronnego

Nie należy zginąć igły pod kątem większym niż 25 stopni, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wyrobu.

- Podanie środków znieczulających może spowodować przyspieszoną akcję serca – pacjenta należy odpowiednio monitorować
- Podanie środków znieczulających może spowodować niewłaźną igła do znieczulenia

Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane obejmują między innymi:

- powikłania wywołane środkami znieczulającymi
- zakażenie

- zapalenie, podrażnienie, obrzęk lub uszkodzenie tkanki
- Nálezkie
- krwawienie
- zranienie igłą
- uszkodzenie oczodołu

Materiał

Następujące materiały, które powinny być dostępne w celu wykonania zabiegu, nie są zapewniane w zestawie ze wzmocniąą igłą do znieczulenia: strzykawki medyczne, środki znieczulające do wstrzykiwań, pojemnik na ostre odpady medyczne oraz rękawiczki.

Instrukcja użycia

- Wyjąć opakowania wzmocnioną igłę do znieczulenia.
- Połączyć nasaćkę igły z wpełnioną strzykawką i wyrzucić przezroczystą osłonę igły.
- Ostrożnie wprowadzić igłę przez nos do tkanki w pożądanym miejscu.
 - Igłę można zginąć pod kątem maks. 25 stopni w celu uzyskania dostępu do różnych miejsc: anatomicznych
 - W celu uniknięcia niepotrzebnego uszkodzenia tkanki nie należy wprowadzać igły do tkanki poza dystalny ogranicznik, tj. 1,5–2 mm od dystalnego końca igły
- Podać środek znieczulający w pożądanym miejscu.
 - ę samą igłą można użyć kilka razy w tego samego pacjenta – powtórzyć wstrzyknięcia w dodatkowych miejscach w danej okolicy
- Wyjąć wzmocnioną igłę do znieczulenia.
- Wyrzucić użytą igłę zgodnie z federalnymi, stanowymi lub lokalnymi regulacjami i procedurami usuwania ostrych odpadów medycznych i (lub) biomedycznych. Odpady biomedyczne powinny być traktowane jako materiał zakaźny i wymagać szczególnego postępowania/zastosowania szczególnych procedur

Zgłaszanie incydentów

Wszelkie powazne incydenty związane z użyciem tego wyrobu należy zgłaszać telefonicznie do Działu Obsługi Klienta firmy Entellus Medical pod numerem (866) 620-7615. Dzwoniąc spoza USA numer ten będzie poprowadzić międzynarodowym kodem wyjścia oraz numerem krajowym do USA (+1). Kraje członkowskie UE powinny także powiadomić właściwy organ w kraju członkowskim, na terenie którego miał miejsce incydent.

Ograniczona gwarancja

Więcej informacji zamieszczono w *Standardowych warunkach Entellus Medical, Inc.*

FR

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Agulha de anestesia reforçada

Leia integralmente as instruções antes da utilização

Precaução: A legislação federal dos EUA limita a venda deste dispositivo a médicos ou por ordem destes.

Esterilidade: Fornecedor estéril, esterilização por irradiação gama

Engaçamento único: descartável, para utilização apenas num único doente, não deve esterilizar novamente e/ou reutilizar

Armazenamento: guardar em local fresco e seco.

Definições dos símbolos: Consulte a tabela 1.

Indicações de utilização

Para utilização na aplicação de anestésicos locais em um doente para fornecer anestesia regional.

Descrição do dispositivo

A agulha de anestesia reforçada é um dispositivo médico descartável com comprimento de 3,5” (8,9 cm) que permite ao utilizador administrar soluções anestésicas por via transnasal. O dispositivo de agulha de anestesia reforçada é uma agulha de calibre 27 com uma manga de reforço que suporta a agulha para reduzir a sua flexão durante a administração de soluções anestésicas. Foi concebida uma ligeira curvatura na extremidade distal da agulha para melhorar o acesso à anatomia nasal. A ponta Quincke estende-se a aproximadamente 2 mm para além da manga de reforço para criar um travão distal. O conector da agulha possui uma conexão luer-lock padrão. É possível moldar a forma da agulha ao longo da sua extensão. Consulte a Figura 1.

Conteúdo

A agulha de anestesia reforçada consiste de:

- 1 agulha
- 1 manga protetora para a agulha

Contraindicações

Nenhuma conhecida.

Utilizadores pretendidos

Médicos especializados em otorrinolaringologia (ORL).

Aviões

- Inspeccione visualmente todos os sistemas de barreira estéril imediatamente antes do uso para determinar se ocorreram violações evidentes na integridade do sistema de barreira estéril. Não use embalagens abertas ou danificadas, uma vez que a esterilização e funcionalidade do dispositivo podem estar comprometidas.
- Deve ser utilizado apenas uma única vez. Não volte a esterilizar ou a utilizar, pois pode comprometer o desempenho adequado do dispositivo e arriscar uma esterilização inadequada e uma contaminação cruzada.
- Leia todos os avisos e precauções na literatura farmacêutica antes da administração de soluções anestésicas; administrar de acordo com os regulamentos estaduais e locais.
- Não insira a agulha em demasiado ao injetar o anestésico – tal pode aumentar o risco de administrar soluções anestésicas diretamente na corrente sanguínea.
- Se a ponta da agulha fica torta durante o procedimento, remova a agulha e substitua-a por um novo dispositivo.
- Ào injetar o anestésico, se o canal de trabalho estiver obstruído, remova a agulha e substitua-a por um novo dispositivo.
- Para evitar infecções, descarte a agulha em segurança após o uso único, de acordo com os regulamentos e procedimentos federais, estatais e/ou locais para o descarte de materiais perfurocortantes e/ou resíduos biológicos. O lixo biológico deve ser considerado infeccioso e requer gestão/tratamento especial.

Precauções

- Mantenha condições asépticas durante a preparação da agulha e durante todo o procedimento.
- Manuseie todas as agulhas usadas de acordo com os procedimentos atuais para agentes patogénicos transmitidos pelo sangue, em conformidade com as recomendações da literatura.
- Não tente reinserir a agulha na sua manga protetora
- Não molde a agulha para além de um ângulo de curvatura de 25 graus, a vez que tal pode causar danos ao dispositivo
- A administração de soluções anestésicas pode causar elevação da frequência cardíaca – monitorize o doente adequadamente

Efeitos adversos

Os possíveis efeitos adversos incluem, mas não se limitam a:

- Complicações devidas a soluções anestésicas

- Infamação, irritação, edema ou trauma nos tecidos
- Hemorragia
- Ferimento por picada de agulha
- Lesão orbital

Consumíveis